南昌大学物理实验报告

课程名称:	普通物理实验(1)		
实验名称:	基本测量实验		
学院:	理学院	专业班级:	物理学 151 班
学生姓名:	<u>黄泽豪</u>	学号:	5502115014
实验地点:	B506	座位号: _	14
实验时间,	第二	周星期四卜午十	- 点开始

实验之一 长度和圆柱体体积的测量

【实验目的】

- 1.掌握游标的原理, 学会正确使用游标卡尺.
- 2.了解螺旋测微器的结构和原理,学会正确使用螺旋测微器.
- 3.掌握不确定度和有效数字的概念,正确表达测量结果.

【实验仪器】

游标卡尺、螺旋测微器.

【实验原理】

当待测物体是一直径为 d、高度为 h 的圆柱体时, 物体的体积为

$$V = \frac{\pi d^2}{4}h\tag{1-1}$$

只要用游标卡尺测出高度 h, 用螺旋测微器测出直径 d, 代入公式 (1-1) 就可算出该圆柱体的体积.

【实验内容及步骤】

- 1.用游标卡尺测量圆柱的高度 h
- (1) 利用表达式 a/n (其中 a 为主尺刻线间距, n 为游标分度数)确定所用的游标卡尺的最小分度值.
- (2) 检查当外卡钳口合拢时,游标零线是否和主尺零线对齐,如不对齐,则读出这个初读数(即零点偏差).
- (3) 用游标卡尺在圆柱体不同部位测量高度六次,将测得的结果填入自拟表中.
- 2.用螺旋测微器测圆柱直径 d

- (1) 弄清所用螺旋测微器的量程、精度和最大允差,并读出零点偏差.
- (2) 在圆柱体的不同部位测直径六次,分别填入自拟表中.

【数据处理】

$$\overline{h} = 29.81 \text{ mm}$$

$$\Delta_A = \sigma_h = \sqrt{\frac{\sum_{i=I}^6 (h_i - \overline{h})^2}{6 - I}} = 0.02 \text{ mm}$$

$$\Delta_B = 0.02 \text{ mm}$$

$$u_h = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = 0.03 \text{mm}$$

$$h = \overline{h} \pm u_h = 29.81 \pm 0.03 mm$$

$$\overline{d} = 15.044 \text{ mm}$$

$$\Delta_A = \sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=I}^6 (d_i - \overline{d})^2}{6 - I}} = 0.005 \text{mm}$$

$$\Delta_B = 0.004 \text{ mm}$$

$$u_d = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} = 0.006 \text{mm}$$

$$d = \overline{d} \pm u_d = 15.044 \pm 0.006 mm$$

$$\overline{V} = \frac{\pi \overline{d}^2}{4} \overline{h} = 5298.81 \text{mm}^3$$

$$\dot{\Xi} \left(\frac{u_V}{\overline{V}}\right)^2 = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln V}{\partial d}\right)^2 (u_d)^2 + \left(\frac{\partial \ln V}{\partial h}\right)^2 (u_h)^2}$$

$$\dot{\Xi} \left(\frac{u_V}{\overline{V}}\right)^2 = \left(\frac{2u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_h}{h}\right)^2$$

$$u_V = 6.80 \text{mm}^3$$

$$V = \overline{V} \pm u_V = 5298.81 \pm 6.80 mm^3$$

实验之一 密度的测量

【实验目的】

- 1.掌握物理天平的正确使用方法.
- 2.用流体静力称衡法测定形状不规则的固体的密度.
- 3.进一步练习间接测量量的不确定度传递运算,正确表达测量结果.

【实验仪器】

物理天平、烧杯、待测物

【实验原理】

若一物体的质量为 m, 体积为 V, 则它的密度为

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1-2}$$

流体静力称衡法

根据阿基米德原理,物体在液体中所受的浮力等于它所排开的液体的质量.若不计空气浮力,设物体在空气中的重量为 m_i g,全部浸入液体中的视重为 m_i g,则物体在液体中受的浮力为

$$(m_1 - m_2)g = \rho_t V g$$

根据阿基米德原理可知

$$V = \frac{m_1 - m_2}{\rho_t}$$

式中,ρ,为液体在室温时的密度.由上式得被测物体的密度为

$$\rho = \frac{m_I}{V} = \frac{m_I}{m_I - m_2} \rho_t$$

【实验内容及步骤】

- (1) 将待测物体用细线悬挂在天平左方的小钩上,称出其质量 $^{m_{I}}$.
- (2) 将盛有大半杯纯水的杯子放在天平左边的托盘上,然后将细线悬挂的待测物体全部浸没在水中(切勿与杯底或杯壁相碰),称出物体在水中的质量 m_2 .
- (3) 查出室温为t时纯水的密度 $^{\rho_0}$, 算出物体的密度.

【数据处理】

$$\rho = \frac{m_1}{V} = \frac{m_1}{m_1 - m_2} \rho_t = 2.72 \times 10^3 \, \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

【实验结果分析与小结】

- 1.这次实验不仅让我复习了游标卡尺、螺旋测微器和物理天平的使用方法,通过老师的讲解还让我知道了为什么要这样使用.高中的时候总是没有特别明白为什么要那样使用这些仪器,而通过这次实验老师的讲解,我渐渐明白了这样做的原因。
- 2.在测量密度时,我们将对质量和体积的测量转化为纯粹的质量测量,这样做即可以让体积更易测量,也能把体积测的更精准.
- 3.这次实验让我知道了物理实验的大致流程,知道了每一个物理 公式的得出都需要经过无数次的实验和运算量非常大的计算,让我感 受到了历史上物理学家们的伟大.
- 4.这次实验锻炼了我的动手操作能力,培养了我的耐心,让我对物理学习的兴趣又浓厚了几分.

【原始数据】

2016.3.10. 基本测量实验 英语意 55021150164 实验 长度和圆柱体标识的测量 1 2 3 4 5 6 d/mm 15.034 15.030 15.031 15.030 15.033 15.036
为最被测微器建筑设置(零位) = 0.010 cm
家盤 = . 愛度的羽量 m_1/g 15.94 (物味质量) m_2/g 10.08 (物球在水中羽銀量) $\rho = \frac{m_1}{V} = \frac{m_1}{m_1 - m_2} \ell_0$ 温度 $T = 15^{\circ} c$
7.1